

Nur für Forschungszwecke

ZNF169 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26344-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26344-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 313 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23805

GenBank-Zugangsnummer:

BC047702

GeneID (NCBI):

169841

Vollständiger Name:

zinc finger protein 169

Beobachtete Masse:

68 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : Maus-Dünndarmgewebe, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Mauslebergewebe

Hintergrundinformationen

ZNF169 (Zinc finger protein 169) is a 603 amino acid nuclear protein that contains one KRAB domain and thirteen C2H2-type zinc fingers. ZNF169 is highly expressed in kidney and weakly expressed in spleen, liver, small intestine and heart, where it functions as a transcription regulator.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse small intestine tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26344-1-AP (ZNF169 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.