

Nur für Forschungszwecke

FAM92B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:26413-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
26413-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 267 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG24802

GenBank-Zugangsnummer:
BC111944

GeneID (NCBI):
339145

Vollständiger Name:
family with sequence similarity 92,
member B

Berechnete Masse:
304 aa, 35 kDa

Beobachtete Masse:
32-35 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, COLO 320-Zellen, Maus-
Dünndarmgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26413-1-AP (FAM92B Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.