

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 26510-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC022519	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 57213 Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 57213	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 13 open reading frame 1	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 17 kDa, 20 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG23487		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human, Maus	WB: Maushirngewebe,
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC: humanes Lymphomgewebe,
	IF: PC-12-Zellen,

Hintergrundinformationen


C13orf1, also named as SPRYD7 and CLLD6, is involved in hematopoiesis via NOTCH signaling. C13orf1 plays an important role in the pathogenesis of B-CLL. There're some isoforms of C13orf1 with MW 15-17 kDa and 19-22 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26510-1-AP (C13orf1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma tissue slide using 26510-1-AP (C13orf1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma tissue slide using 26510-1-AP (C13orf1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed PC-12 cells using 26510-1-AP (C13orf1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).