

Nur für Forschungszwecke

SERPINB3/4 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:26558-1-AP

Vorgestelltes Produkt

3 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
26558-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 233 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG24846

GenBank-Zugangsnummer:
BC005224

GeneID (NCBI):
6317

Vollständiger Name:
serpin peptidase inhibitor, clade B
(ovalbumin), member 3

Berechnete Masse:
390 aa, 45 kDa

Beobachtete Masse:
45 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, humanes
Speichelgewebe, L02-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Erbao Bian	34696771	J Exp Clin Cancer Res	WB,IF
Zixian Huang	36382555	Adv Sci (Weinh)	WB,IHC,IF
Kuen-Yao Ho	32569142	Otol Neurotol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26558-1-AP (SERPINB3/4 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.