

Nur für Forschungszwecke

# ZNF382 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:26560-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
26560-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 850 µg/ml von  
Nanodrop und 367 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG23348

GenBank-Zugangsnummer:  
BC132675

GeneID (NCBI):  
84911

Vollständiger Name:  
zinc finger protein 382

Beobachtete Masse:  
60 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000  
für WB

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : K-562-Zellen,

IP : SW 1990-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26560-1-AP (ZNF382 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-ZNF382(IP:26560-1-AP, 4ug; Detection:26560-1-AP 1:500) with SW 1990 cells lysate 2800 ug.