

Nur für Forschungszwecke

C22orf33 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26577-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26577-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 339669

Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23900

GenBank-Zugangsnummer:

BC042635

GeneID (NCBI):

339669

Vollständiger Name:

chromosome 22 open reading frame 33

Beobachtete Masse:

31 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : humanes Hodengewebe,

IF : U2OS-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed U2OS cells using 26577-1-AP (C22orf33 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26577-1-AP (C22orf33 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.