

Nur für Forschungszwecke

ST13 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26581-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
26581-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 300 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG24779

GenBank-Zugangsnummer:

BC139724

GeneID (NCBI):

6767

Vollständiger Name:

suppression of tumorigenicity 13
(colon carcinoma) (Hsp70 interacting
protein)

Beobachtete Masse:

45-50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:1000-1:4000
für WB

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, Maushodengewebe

IP: HEK-293-Zellen,

IHC: humanes Kolonkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Katsutaka Mitachi	33753854	Sci Rep	IHC
Duygu Kuzuoglu-Ozturk	36264168	Cancer Res	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26581-1-AP (ST13 Antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ST13 (IP:26581-1-AP, 4ug; Detection:26581-1-AP 1:2000) with HEK-293 cells lysate 1800ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 26581-1-AP (ST13 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 26581-1-AP (ST13 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).