

OTX1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26595-1-AP

Vorgestelltes Produkt

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
26595-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 5013

Nanodrop und 433 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG24252

GenBank-Zugangsnummer:

BC007621

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:

orthodenticle homeobox 1

Berechnete Masse:

37 kDa

Beobachtete Masse:

37-43 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: COLO 320-Zellen, HEK-293-Zellen

Hintergrundinformationen

OTX1, also named as Orthodenticle homolog 1, is a 354 amino acid protein, which belongs to the paired homeobox family. OTX1 is expressed in brain and detected in the anterior part of the neural fetal retina. OTX1 probably plays a role in the development of the brain and the sense organs.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



WB result of OTX1 antibody (26595-1-AP; 1:600; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-OTX1 transfected HEK-293 cells.



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26595-1-AP (OTX1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.