

Nur für Forschungszwecke

FCHO1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:26767-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 26767-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC028021	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 850 µg/ml von Nanodrop und 433 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 23149	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: FCH domain only 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 97 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG25291	Beobachtete Masse: 110 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB,ELISA	Positivkontrollen: WB : Raji-Zellen, IHC : humanes Tonsillitisgewebe,
Getestete Reaktivität: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

FCHO1 is composed of 889 amino acid residues and contains an N-terminal FES-CIP4 homology (FCH) domain and an evolutionarily conserved C-terminal FCHO homology (FOH) domain. FCHO1 functions in an early step of clathrin-mediated endocytosis. FCHO1 is required for plasma membrane clathrin-coated vesicle (CCV) budding and marked sites of CCV formation (PMID: 20448150).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Raji cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26767-1-AP (FCHO 1 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 26767-1-AP (FCHO 1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).