

Nur für Forschungszwecke

UBE3B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26865-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 26865-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC150637	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 89910	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ubiquitin protein ligase E3B	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 1068 aa, 123 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG21405		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

