

Nur für Forschungszwecke

SCAMP3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26888-1-AP

Vorgestelltes Produkt

6 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 26888-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC000161	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 10067	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:3000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: secretory carrier membrane protein 3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 38 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG25256	Beobachtete Masse: 33 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB: HuH-7-Zellen, A549-Zellen, K-562-Zellen IHC: Maus-Skelettmuskelgewebe, Mausherzgewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: IF, IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Agné Kulyté	31554889	Sci Rep	WB
Chunliu Li	32431518	Onco Targets Ther	WB, IHC
Feiyu Mao	33493138	Aging (Albany NY)	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Huh7 cell lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26888-1-AP (SCAMP3 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse skeletal muscle tissue slide using 26888-1-AP (SCAMP3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).