

Nur für Forschungszwecke

# TTYH1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26973-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 26973-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC011347	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 57348	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> tweety homolog 1 (Drosophila)	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 49-50 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG25290	<b>Beobachtete Masse:</b> 50 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: Maushirngewebe, Rattenhirngewebe IHC: human gliomas,
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> IHC, WB	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus, Ratte	
<b>Zitierte Arten:</b> Human	
<b>Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

TTYH1, protein tweety homolog 1, is a glycosylated protein composed of five predicted transmembrane segments, which belongs to the tweety family. The expression of TTYH1 is restricted mainly to neural tissue and is up-regulated in astrocytoma, glioma and several other cancers. TTYH1 has some isoforms with MW of 49-50 kDa, 35 kDa and 26 kDa.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Junhan Zhou	34729116	J Cancer	WB, IHC

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26973-1-AP (TTYH1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 26973-1-AP (TTYH1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 26973-1-AP (TTYH1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).