

Nur für Forschungszwecke

# WNT2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 27214-1-AP

Vorgestelltes Produkt

7 Publikationen



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 27214-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC029854	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 7472	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:2000
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> wingless-type MMTV integration site family member 2	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 40 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG25845	<b>Beobachtete Masse:</b> 40 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: Maushirngewebe, MCF-7-Zellen, Rattenhirngewebe
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> WB	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus, Ratte	
<b>Zitierte Arten:</b> Human, Maus	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yunzhen Ye	30303745	FASEB J	WB
Mingming Zhu	31782192	Phytother Res	WB
Qian Wu	34808323	Brain Res Bull	WB

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27214-1-AP (WNT2 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.