

Nur für Forschungszwecke

JAK1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 27284-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

27284-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG25579

GenBank-Zugangsnummer:

BC132729

GeneID (NCBI):

3716

Vollständiger Name:

Janus kinase 1 (a protein tyrosine kinase)

Berechnete Masse:

1154 aa, 133 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : A549-Zellen, Daudi-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, NIH/3T3-Zellen, RAW 264.7-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yong Jiang	36647631	Eur J Histochem	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27284-1-AP (JAK1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.