

Nur für Forschungszwecke

# SERCA2,ATP2A2 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:27311-1-AP

1 Publikationen

## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 27311-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC035588	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 488	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 1042 aa, 115 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG26177		

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:  
WB

Getestete Reaktivität:  
Human

Zitierte Arten:  
Maus

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yingchao Shi	35167494	JCI Insight	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

