

Nur für Forschungszwecke

# SUN2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:27556-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
27556-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von25777

Nanodrop und 433 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG16077

GenBank-Zugangsnummer:  
BC111717

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:  
unc-84 homolog B (C. elegans)

Berechnete Masse:  
717 aa, 80 kDa

Beobachtete Masse:  
80-85 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, Maushodengewebe

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27556-1-AP (SUN2 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.