

Nur für Forschungszwecke

REL Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 27693-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

27693-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG26776

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001291746

GeneID (NCBI):

5966

Vollständiger Name:

v-rel reticuloendotheliosis viral
oncogene homolog (avian)

Berechnete Masse:

69 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : COLO 320-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Hongyu Wang

Pubmed ID

35116901

Journal

Transl Cancer Res

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27693-1-AP (REL antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.