

Nur für Forschungszwecke

FMNL1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:27834-1-AP

Vorgestelltes Produkt

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 27834-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC111564	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 752	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: formin-like 1	
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 125-150 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG27312		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Raji-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen IHC : humanes Lymphomgewebe, IF : U2OS-Zellen,
In Publikationen genannte Anwendungen: IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human, Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

FMNL1, also named as C17orf1, C17orf1B and FMNL, belongs to the formin homology family. It may play a role in the control of cell motility and survival of macrophages. FMNL1 protein may be involved in anti-apoptosis mechanisms. It is overexpressed in lymphoid malignancies and is found associated with Akt. 27834-1-AP is a rabbit polyclonal antibody recognises the 125-150 kDa protein.(PMID:16494944)

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Erli Gao	36124068	Biomed Res Int	IHC
Naziha Mansuri	34115237	Gastric Cancer	IHC
Chen Li	36593959	Theranostics	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27834-1-AP (FMNL1 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma tissue slide using 27834-1-AP (FMNL1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed U2OS cells using 27834-1-AP (FMNL1 antibody) at dilution of 1:50 and CoraLite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).