

Nur für Forschungszwecke

SEMA3A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 27836-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
27836-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 500 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG27173

GenBank-Zugangsnummer:
BC111416

GeneID (NCBI):
10371

Vollständiger Name:
sema domain, immunoglobulin
domain (Ig), short basic domain,
secreted, (semaphorin) 3A

Berechnete Masse:
771 aa, 89 kDa

Beobachtete Masse:
89 and 65 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Human, Ratte

Zitierte Arten:
Human

Positivkontrollen:

WB: PC-12-Zellen, SH-SY5Y-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiaoqi Chang	35037251	J Periodontal Res	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27836-1-AP (SEMA3A antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.