

Nur für Forschungszwecke

FAM71F1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:27984-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
27984-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von
Nanodrop und 467 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG16525

GenBank-Zugangsnummer:

BC037248

GeneID (NCBI):

84691

Vollständiger Name:

family with sequence similarity 71,
member F1

Berechnete Masse:

342 aa, 39 kDa

Beobachtete Masse:

40 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: A549-Zellen,

Hintergrundinformationen

FAM71F1, also named GARIN1B and FAM137A, belongs to the GARIN family. FAM71F1 is a testis-enriched protein containing a RAB2B-binding domain, a small GTPase involved in vesicle transport and membrane trafficking (PMID: 34714330).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27984-1-AP (FAM71F1 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.