

Nur für Forschungszwecke

CENPE Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 28142-1-AP

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

28142-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop und 300 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG27230

GenBank-Zugangsnummer:

NM_001286734

GeneID (NCBI):

1062

Vollständiger Name:

centromere protein E, 312kDa

Berechnete Masse:

316 kDa

Beobachtete Masse:

300-316 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xishan Li	32509165	Am J Transl Res	WB
Zhen-Yu She	35680098	Biochim Biophys Acta Mol Cell Res	WB
Xueqiang Zhu	30716092	PLoS One	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells lysate were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28142-1-AP (CENPE antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.