

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

28155-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG28051

GenBank-Zugangsnummer:

BC071587

GeneID (NCBI):

55082

Vollständiger Name:

arginine and glutamate rich 1

Berechnete Masse:

273 aa, 33 kDa

Beobachtete Masse:

36 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HL-60-Zellen, HEK-293-Zellen, Mausmilzgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil


Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28155-1-AP (ARGLU1 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.