

Nur für Forschungszwecke

Flotillin 2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 28208-1-AP

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 28208-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC017292	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 260 µg/ml von Nanodrop und 200 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 2319	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:3000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: flotillin 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 379 aa, 42 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG28308	Beobachtete Masse: 48 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : A375-Zellen, A549-Zellen, HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen IHC : humanes Mammakarzinomgewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Flotillins are membrane-associated proteins that contain two homologous isoforms, flotillin 1 (FLOT1) and flotillin 2 (FLOT2). They are highly conserved and widely expressed proteins that commonly used as markers of lipid rafts. Flotillins are involved in various signaling pathways, cell adhesion, membrane trafficking and axonal growth.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiang Li	34803501	Int J Biol Sci	WB
Weidong Liu	29115528	Oncol Rep	WB
Hongjuan Xu	35173544	Int J Biol Sci	IHC

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 28208-1-AP (Flotillin 2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28208-1-AP (Flotillin 2 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.