

Nur für Forschungszwecke

SCN4A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 28315-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 28315-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_000334	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 1200 µg/ml von 6329 Nanodrop und 667 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): sodium channel, voltage-gated, type IV, alpha subunit	Empfohlene Verdünnungen: IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: sodium channel, voltage-gated, type IV, alpha subunit	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 208 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG27536		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, ELISA	Positivkontrollen: IHC: Maus-Skelettmuskelgewebe,
Getestete Reaktivität: Human, Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse skeletal muscle tissue slide using 28315-1-AP (SCN4A antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse skeletal muscle tissue slide using 28315-1-AP (SCN4A antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).