

Nur für Forschungszwecke

ST6GAL2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:28367-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
28367-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 850 µg/ml von
Nanodrop und 333 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG26357

GenBank-Zugangsnummer:
BC008680

GeneID (NCBI):
84620

Vollständiger Name:
ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-
sialyltransferase 2

Berechnete Masse:
529 aa, 60 kDa

Beobachtete Masse:
60 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:300-1:800

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: HL-60-Zellen, K-562-Zellen, RAW 264.7-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28367-1-AP (ST6GAL2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.