

Nur für Forschungszwecke

# Integrin Beta 5 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 28543-1-AP

Vorgestelltes Produkt

4 Publikationen

## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
28543-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von  
Nanodrop;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG29783

GenBank-Zugangsnummer:  
BC006541

GeneID (NCBI):  
3693

Vollständiger Name:  
integrin, beta 5

Berechnete Masse:  
88 kDa

Beobachtete Masse:  
100 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung  
Empfohlene Verdünnungen:  
WB 1:1000-1:6000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:  
IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:  
Human

Zitierte Arten:  
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:  
WB : A549-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jikai Wang	33991211	Exp Brain Res	IF
Yangyang Ye	35315725	Technol Cancer Res Treat	WB
Can Hu	35166002	Aging Cell	WB

## Lagerung


Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28543-1-AP (Integrin beta-5 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.