

Nur für Forschungszwecke

# NOTCH2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 28580-1-AP

7 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
28580-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 700 µg/ml von  
Nanodrop und 333 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG29413

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_024408

GeneID (NCBI):

4853

Vollständiger Name:

Notch homolog 2 (Drosophila)

Berechnete Masse:

265 kDa

Beobachtete Masse:

110 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

CoIP, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: U-87 MG-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xianyun Xu	36158688	Front Oncol	WB
Yunhao Qing	35693717	Transl Androl Urol	IHC
Marianna Naki	35563580	Int J Mol Sci	CoIP

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



U-87 MG cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28580-1-AP (NOTCH2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.