

Nur für Forschungszwecke

TRIM27 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 28751-1-AP

Vorgestelltes Produkt

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 28751-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC013580	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 630 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 5987	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: tripartite motif-containing 27	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 513 aa, 58 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG30576	Beobachtete Masse: 58 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, Raji-Zellen
In Publikationen genannte Anwendungen: IF, WB	IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe, Maushodengewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jinxi Liu	33854173	Lab Invest	WB, IF

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28751-1-AP (TRIM27 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 28751-1-AP (TRIM27 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 28751-1-AP (TRIM27 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).