

Nur für Forschungszwecke

ZAK Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 28761-1-AP

Vorgestelltes Produkt

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 28761-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC001401	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 51776	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: sterile alpha motif and leucine zipper containing kinase AZK	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 91 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG30599	Beobachtete Masse: 91, 51 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, MDA-MB-231-Zellen IHC : humanes Kolonkarzinomgewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

ZAK(sterile-alpha motif and leucine zipper containing kinase AZK) is also named as MLTK, MAPKKK, mlklak, MLK7, AZK, MLT, MRK, HCCS-4 and belongs to the MAPKKK family. It is a mitogen-activated protein kinase kinase kinase (MAP3K) that activates the stress-activated protein kinase/c-jun N-terminal kinase pathway and activates NF-kappaB. ZAK contributes to regulation of DNA damage checkpoints through a p38gamma-independent pathway. This protein has 3 isoforms produced by alternative splicing with the MW of 91 kDa, 51 kDa and 35 kDa.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yunfei Li	36726140	Genome Biol	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 28761-1-AP (ZAK antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of ZAK antibody (28761-1-AP; 1:6000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-ZAK transfected HeLa cells.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 28761-1-AP (ZAK antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 28761-1-AP (ZAK antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).