

Nur für Forschungszwecke

# TAK1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:29167-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 29167-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC017715	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 6885 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 6885	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 579 aa, 64 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG30725	<b>Beobachtete Masse:</b> 64-70 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, K-562-Zellen IHC : humanes Prostatakarzinomgewebe,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

## Hintergrundinformationen

MAP3K7 (Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7) is also named as TAK1 and belongs to the MAP kinase kinase kinase subfamily. It plays an important role in the cascades of cellular responses evoked by changes in the environment. It has been linked to interleukin-1 receptor and tumor necrosis factor receptor signaling (PMID: 16186825). It has 4 isoforms (53-55 kDa, 64-70 kDa and 75-80 kDa) produced by alternative splicing.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29167-1-AP (TAK1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using 29167-1-AP (TAK1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).