

Nur für Forschungszwecke

DSG2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29206-1-AP

Vorgestelltes Produkt



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
29206-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 750 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG20633

GenBank-Zugangsnummer:
BC099655

GeneID (NCBI):

1829

Vollständiger Name:

desmoglein 2

Berechnete Masse:

1118 aa, 122 kDa

Beobachtete Masse:

150-160 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, HEK-293-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29206-1-AP (DSG2 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of DSG2 antibody (29206-1-AP; 1:3000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-DSG2 transfected HeLa cells.