

Nur für Forschungszwecke

# TYW3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29213-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 29213-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> NM_138467	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 127253	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:2000 IF 1:200-1:800
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> tRNA-yW synthesizing protein 3 homolog (S. cerevisiae)	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 30 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG30156		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b>
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	<b>WB:</b> U-251-Zellen, <b>IF:</b> U2OS-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern.  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



U-251 cell lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29213-1-AP (TYW3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed U2OS cells using TYW3 antibody (29213-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).