

Nur für Forschungszwecke

PDE4C Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29284-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

29284-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG30415

GenBank-Zugangsnummer:

BC109067

GeneID (NCBI):

5143

Vollständiger Name:

phosphodiesterase 4C, cAMP-specific

(phosphodiesterase E1 dunce

homolog, Drosophila)

Berechnete Masse:

712 aa, 80 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

