

Nur für Forschungszwecke

ZHX3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29397-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
29397-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1100 µg/ml von 23051

Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG30023

GenBank-Zugangsnummer:

NM_015035

GeneID (NCBI):

von 23051

Vollständiger Name:

zinc fingers and homeoboxes 3

Berechnete Masse:

105 kDa

Beobachtete Masse:

130 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, MCF-7-Zellen

Hintergrundinformationen

ZHX3 is a member of the zinc fingers and homeoboxes (ZHX) gene family. ZHX3 is a ubiquitous transcriptional repressor expressed in human cells and tissues.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29397-1-AP (ZHX3 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.