

Nur für Forschungszwecke

SCNN1A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:29506-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29506-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_001038	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 6337	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: sodium channel, nonvoltage-gated 1 alpha	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 76KD	
Immunogen Katalognummer: AG31586		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA
Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

