

Nur für Forschungszwecke

# OTUD3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:29622-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 29622-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> NM_015207	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 750 µg/ml von Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 23252	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:1000-1:4000 IHC 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> OTU domain containing 3	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 45 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG30425	<b>Beobachtete Masse:</b> 43 kDa	

## Anwendungen

### Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

### Getestete Reaktivität:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

### Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, HCT 116-Zellen, HepG2-Zellen, HT-29-Zellen, MCF-7-Zellen

IHC : Maus-Cerebellum-Gewebe,

## Hintergrundinformationen

OTUD3 is a kind of deubiquitinating enzyme that hydrolyzes 'Lys-6'- and 'Lys-11'-linked polyubiquitin. It's an important regulator of energy metabolism. Glucose and fatty acids trigger its nuclear translocation by CBP-dependent acetylation. In the nucleus, deubiquitinates and stabilizes the nuclear receptor PPARD regulating the expression of various genes involved in glucose and lipid metabolism and oxidative phosphorylation. The calculated MW of OTUD3 is 45 kDa, 29622-1-AP can detect the band around 43 kDa. (PubMed:23827681, 35675826).

## Lagerung

### Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

### Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29622-1-AP (OTUD3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse cerebellum tissue slide using 29622-1-AP (OTUD3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).