

Nur für Forschungszwecke

Synaptogyrin 1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:29734-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29734-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC000731	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 9145	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:200-1:800
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: synaptogyrin 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 25 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG31214	Beobachtete Masse: 28 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : unboiled rat brain tissue, Maushirngewebe, Rattenhirngewebe

IHC : Maushirngewebe, Rattenhirngewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29734-1-AP (Synaptogyrin 1 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Unboiled rat brain tissue was subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29734-1-AP (Synaptogyrin 1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 29734-1-AP (Synaptogyrin 1 antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 29734-1-AP (Synaptogyrin 1 antibody) at dilution of 1:400 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat brain tissue slide using 29734-1-AP (Synaptogyrin 1 antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat brain tissue slide using 29734-1-AP (Synaptogyrin 1 antibody) at dilution of 1:400 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).