

Nur für Forschungszwecke

EBP50/NHERF-1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:29771-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29771-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_004252	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 9368	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:1000-1:4000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3 regulator 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 39 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG30878	Beobachtete Masse: 50 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HCT 116-Zellen, HepG2-Zellen, Mausnierengewebe, MCF-7-Zellen, MDA-MB-231-Zellen, Rattennierengewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	IHC : humanes Plazenta-Gewebe, Rattennierengewebe
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29771-1-AP (EBP50/NHERF-1 antibody) at dilution of 1:10000 and incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 29771-1-AP (EBP50/NHERF-1 antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 29771-1-AP (EBP50/NHERF-1 antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat kidney tissue slide using 29771-1-AP (EBP50/NHERF-1 antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat kidney tissue slide using 29771-1-AP (EBP50/NHERF-1 antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).