

Nur für Forschungszwecke

RIPK1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 29932-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 29932-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_003804	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 8737	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:8000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: receptor (TNFRSF)-interacting serine- threonine kinase 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 76KD	
Immunogen Katalognummer: AG31950	Beobachtete Masse: 70-80 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : K-562-Zellen, Mauslebergewebe, MCF-7-Zellen, Rattenlebergewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Ratte	

Hintergrundinformationen

RIPK1(Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1) is primarily involved in mediating TNF-R1-induced cell activation, apoptosis, and necroptosis and belongs to a novel class of kinases that function in cell survival and cell death mechanisms(PMID:22685397). It has 2 isoforms produced by alternative splicing. It also can exist as a protein with a lower molecular weight of about 25 kDa and 45 kDa in HAEC and HUVEC(PMID:22685397).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiuhua Zhu	37152604	Front Neurosci	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 29932-1-AP (RIPK1 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.