

Nur für Forschungszwecke

NOG Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:30023-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 30023-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC034027	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 9241	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: noggin	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 26 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG32755	Beobachtete Masse: 32 kDa, 64 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Maushirngewebe, Rattenhirngewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

Noggin is an extracellular polypeptide acting as an antagonist of bone morphogenetic proteins (BMPs) regulating embryonal development. Noggin inhibits activity of BMP-2, -4, -7, -13, and -14. Noggin is present extracellularly in the matrix or retained at the cell surface via interaction with heparin sulfate proteoglycans. In early development stages, Noggin is produced by the Spemann organizer, allowing dorsal-ventral patterning of BMPs (PMID: 8752214). Subsequently, Noggin is expressed by the notochord regulating BMP-4 signaling in neurogenesis. Additionally, Noggin is present during development in the dermal papilla, connective tissue of the hair follicle, lens, retina, and perocular mesenchyme, as well as in the mesoderm lineage regulating development of the bone, cartilage, and muscles.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 30023-1-AP (NOG antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.