

Nur für Forschungszwecke

ADCY8 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:30171-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 30171-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_001115	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 114	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: adenylate cyclase 8 (brain)	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 140kd	
Immunogen Katalognummer: AG32901	Beobachtete Masse: 140-150 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : SH-SY5Y-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

ADCY8 Belongs to the adenylyl cyclase class-4/guanylyl cyclase family. is a membrane-bound, calcium-stimulable adenylyl cyclase. May be involved in learning, in memory and in drug dependence. The antibody is specific to ADCY8.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 30171-1-AP (ADCY8 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.