

Nur für Forschungszwecke

Harmonin Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 51028-2-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 51028-2-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC016057	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 10083	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: Usher syndrome 1C (autosomal recessive, severe)	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 552 aa, 62 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG0513		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IHC

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Zitierte Arten:
Maus

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Grimsley-Myers Cynthia M CM	20016102	J Neurosci	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

