

Nur für Forschungszwecke

Him4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 51063-1-Ig



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
51063-1-Ig

GenBank-Zugangsnummer:
NM_077234

Reinigungsmethode:
Protein-A-Reinigung

Größe:

GeneID (NCBI):

150ul, Konzentration: 1500 µg/ml von
Nanodrop und 747 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Vollständiger Name:

Berechnete Masse:

61 aa, 3 kDa

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Caenorhabditis Elegans

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

