

Nur für Forschungszwecke

VSP15a Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 51090-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

51090-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG0724

GenBank-Zugangsnummer:

CAC21478

GeneID (NCBI):

2543600

Vollständiger Name:

SPAPB1A10.05

Berechnete Masse:

32 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Hefe

Hintergrundinformationen

This antibody recognize the SPAPB1A10 protein of Yeast.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

