

Nur für Forschungszwecke

CYP302a1 (mosquito) Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 51097-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
51097-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 160 µg/ml von Nanodrop und 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG0761

GenBank-Zugangsnummer:

AY947549

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:

Berechnete Masse:

59 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Stechmücke

Hintergrundinformationen

CYP302a1, also named as disembodied (dib-Bm), belongs to the cytochrome P450 family. This antibody detects the CYP302a1 protein of mosquito.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

