

Nur für Forschungszwecke

SRC Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:51116-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
51116-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
BC051270

GeneID (NCBI):
6714

Vollständiger Name:
v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2)
viral oncogene homolog (avian)

Berechnete Masse:
60 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

SRC, also named as SRC1 and p60-Src, belongs to the protein kinase superfamily, Tyr protein kinase family and SRC subfamily. It is a non-receptor protein tyrosine kinase that plays pivotal roles in numerous cellular processes such as proliferation, migration, and transformation. In concert with PTK2B, SRC plays an important role in osteoclastic bone resorption. It promotes energy production in osteoclasts by activating mitochondrial cytochrome C oxidase.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

