

Nur für Forschungszwecke

KLHL14 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 51131-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

51131-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 150 µg/ml von Nanodrop und 150 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

BC021267

GeneID (NCBI):

57565

Vollständiger Name:

kelch-like 14 (Drosophila)

Berechnete Masse:

44 kDa, 71 kDa

Beobachtete Masse:

55 kDa, 70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen,

IHC : humanes Ovarialkarzinomgewebe,

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 51131-1-AP (KLHL14 antibody) at dilution of 1:0 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 51131-1-AP (KLHL14 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).