

Nur für Forschungszwecke

IFI27 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 51134-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

51134-1-AP

GenBank-Zugangsnummer:

BC015492

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 67 µg/ml durch 3429

GeneID (NCBI):

3429

die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Vollständiger Name:

interferon, alpha-inducible protein 27

Wirt:

Kaninchen

Berechnete Masse:

11 aa, 5 kDa

Isotyp:

IgG

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

