

Nur für Forschungszwecke

NRXN1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:55051-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
55051-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 350 µg/ml von
Nanodrop und 247 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_004801

GeneID (NCBI):
9378

Vollständiger Name:
neurexin 1

Berechnete Masse:
162 kDa

Beobachtete Masse:
160-170 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Positivkontrollen:

WB : SH-SY5Y-Zellen,

Hintergrundinformationen

NRXN1, also named as KIAA0578, belongs to the neurexin family. It is a neuronal cell surface protein that may be involved in cell recognition and cell adhesion. NRXN1 may mediate intracellular signaling. The antibody is specific to NRXN1 alpha.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 55051-1-AP (NRXN1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.