

Nur für Forschungszwecke

# CSPG5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:55086-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

55086-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 240 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM\_006574

GeneID (NCBI):

10675

Vollständiger Name:

chondroitin sulfate proteoglycan 5  
(neuroglycan C)

Berechnete Masse:

60 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

CSPG5, also named as CALEB and NGC, may function as a growth and differentiation factor involved in neuritogenesis. It may induce ERBB3 activation. The antibody is specific to CSPG5.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

